

2022

Абатменты  
и титановые  
основания



**Ультрастом**  
SINCE 2005

«УЛЬТРАСТОМ» — лидер отрасли производства и продажи абатментов, титановых оснований и других протетических компонентов.

В нашем каталоге представлены комплектующие, совместимые с ведущими системами имплантатов.

**НА РЫНКЕ С 2005 ГОДА**

**10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ\***

**БОЛЕЕ 150 000 ИЗДЕЛИЙ  
НА СКЛАДЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Совместимо с Ankylos	2
Совместимо с Astra Tech	4
Совместимо с Biomet 3i	8
Совместимо с Dentium	10
Совместимо с MegaGen AnyRidge	12
Совместимо с Mis C1	14
Совместимо с Nobel Conical Connection	16
Совместимо с Nobel Replace	22
Совместимо с Osstem	26
Совместимо с Straumann Bone Level	30
Совместимо с Straumann SynOcta	32
Совместимо с XIVE/Friadent	34
Совместимо с шестигранным соединением	36
Втулки для хирургических шаблонов	40
Штифты, матрицы	41
Фрезы, свёрла	42
Комплектующие к мультиюнитам	46
Отвертки	48
Техническая информация	50

## СОВМЕСТИМО С СИСТЕМАМИ:

ANKYLOS • ADIN • STRAUMANN SYNOCTA • OSSTEM

ALPHABIO • BIOMET 3I • NOBEL CONICAL CONNECTION


MIS • BIOHORIZONS • ZIMMER • XIVE/FRIADENT • DENTIUM

NOBEL REPLACE • ASTRA TECH • STRAUMANN BONE LEVEL

**ВНИМАНИЕ!** Размеры изображений могут не совпадать с реальными изделиями.

\*гарантийный срок не распространяется на аналоги имплантатов

# Совместимо с ANKYLOS



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр

0,75 мм



1,5 мм





3,0 мм





Абатмент титановый прямой (C/4 версия).  
Комплектуется винтом

<p><b>0230</b> H 1; C 7,5; D 4,8</p> 	<p><b>0231</b> H 2; C 7; D 5,4</p> 	<p><b>0232</b> H 3; C 7,5; D 5,4</p> 
--	--	--

Абатмент титановый прямой малый (C версия).  
Комплектуется винтом

	<p><b>0233</b> H 4; C 4; D 5,5</p> 	<p><b>0234</b> H 5; C 4; D 5,5</p> 
--	--	--

Абатмент титановый прямой малый (X версия).  
Комплектуется винтом

	<p><b>0235</b> H 4; C 4; D 5,5</p> 	<p><b>0236</b> H 5; C 4; D 5,5</p> 
--	---	---

Абатмент титановый угловой 15° (C/4 версия).  
Комплектуется винтом

<p><b>0237</b> H 1; C 7,5; D 4,7</p> 	<p><b>0238</b> H 1,5; C 7,5; D 5,4</p> 	<p><b>0239</b> H 3; C 7,5; D 5,4</p> 
--	--	--

Абатмент титановый угловой малый 15° (C версия).  
Комплектуется винтом

	<p><b>0242</b> H 1,5; C 6,5; D 5,5</p> 	<p><b>0243</b> H 3; C 6,5; D 5,5</p> 
--	--	--

Абатмент титановый угловой малый 15° (X версия).  
Комплектуется винтом

	<p><b>0244</b> H 1,5; C 6,5; D 5,5</p> 	<p><b>0245</b> H 3; C 6,5; D 5,5</p> 
--	--	--


## Винты

Винт  
20Н/см

0248  
L 8,8; M1,8



# Совместимо с ANKYLOS



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

Аналог имплантата

<p><b>0383</b> D 4,0</p> 
--

Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом

<p><b>0482</b> H 1,2; C 8; D 4,5</p> 	<p><b>0481</b> H 2,2; C 8; D 4,5</p> 
--	--

Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом

<p><b>0240</b> H 1,2; C 8; D 4,5</p> 	<p><b>0241</b> H 2,2; C 8; D 4,5</p> 
--	--

Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

<p><b>0246</b> H 1,2; C 4; D 4,5</p> 	<p><b>0272</b> H 2,2; C 4; D 4,5</p> 
--	--

Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

<p><b>0247</b> H 1,2; C 4; D 4,5</p> 	<p><b>0273</b> H 2,2; C 4; D 4,5</p> 
--	--

Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом

<p><b>0277</b> H 1,2; C 4,65; D 4,35</p> 	<p><b>0414</b> H 2,1; C 4,65; D 4,35</p> 
--	--


Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом

<p><b>0278</b> H 1,2; C 4,65; D 4,35</p> 	<p><b>0415</b> H 2,1; C 4,65; D 4,35</p> 
--	--


Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

<p><b>0622</b></p> 
--

Сканмаркер интраоральный

<p><b>0780</b></p> 
--

# Совместимо с ASTRA TECH



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Формирователь десны

0500  
H 4,5; D 4,0  
0501  
H 5; D 4,7



0502  
H 5; D 4,0  
0521  
H 5; D 5,7



Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом

0519



0520



Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом

0546



0540



Аналог имплантата

0394  
D 3,1



0395  
D 3,5



0396  
D 4,5



Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом  
\* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

0227  
H 0,75; C 4; D 4,1



0097  
H 0,8; C 4; D 4,5



0098  
H 0,8; C 4; D 5,0



Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом  
\* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

0228  
H 0,75; C 4; D 4,1



0099  
H 0,8; C 4; D 4,5



0100  
H 0,8; C 4; D 5,0



Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом  
\* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

0223  
H 1; C 6; D 3,8  
0224  
H 3; C 6; D 3,8




0091  
H 2,5; C 6; D 4,5б  
0135  
H 4; C 6; D 4,5



0092  
H 1,5; C 7; D 5,0  
0136  
H 3; C 7; D 6,0



# Совместимо с ASTRA TECH



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Абатмент титановый  
угловой 15°.  
Комплектуется винтом

0093  
H 1; C 6; D 4,5  
0263  
H 3; C 6; D 4,5



0094  
H 2; C 7; D 5,5



Абатмент пластиковый  
из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0095  
H 1,5; C 9; D 4,2



0096  
H 1,5; C 10; D 5,0




Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом  
\* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

0117  
H 1; C 8; D 3,8



0132  
H 1; C 8; D 3,7  
0723  
H 1,5; C 8; D 4,1



0189  
H 1; C 8; D 4,6  
0724  
H 1,5; C 8; D 5,2



Абатмент временный  
для CAD/CAM с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0563  
H 1; C 7; D 4,1  
0660  
H 2,5; C 7; D 4,5



0557  
H 1; C 7; D 4,8



Абатмент временный  
для CAD/CAM без фиксации.  
Комплектуется винтом

0564  
H 1; C 7; D 4,1  
0661  
H 2,5; C 7; D 4,5



0558  
H 1; C 7; D 4,8



Основание титановое  
с фиксацией (Siroma).  
Комплектуется винтом

0162  
H 0,8; C 4,65; D 4,5



0163  
H 0,8; C 4,65; D 5



Основание титановое  
без фиксации (Siroma).  
Комплектуется винтом

0174  
H 0,8; C 4,65; D 4,5



0175  
H 0,8; C 4,65; D 5,0




Купить в один клик



www.ultrastom.shop

- ANK
- AsT
- B3i
- DEN
- M-AR
- MSC1
- NCC
- NR
- OSS
- S-BL
- S-SO
- XIVE
- MIS
- Втулки Штифты
- Фрезы, сверла
- Отвертки
- Тех. инф.

# Совместимо с ASTRA TECH



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом

Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом

Мультиюнит прямой

Мультиюнит угловой 17°.  
Комплектуется винтом

Мультиюнит угловой 30°.  
Комплектуется винтом

Мультиюнит угловой 17° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом


Мультиюнит угловой 30° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом

Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

Сканмаркер интраоральный

	<b>1154</b> H 1,3; C 5,4; D 4,2 	<b>1158</b> H 1,3; C 5,4; D 4,4 
	<b>1156</b> H 2; C 6; D 4,7 	<b>1160</b> H 2; C 6; D 4,9 
	<b>1155</b> H 1,3; C 5,4; D 4,2 	<b>1159</b> H 1,3; C 5,4; D 4,4 
	<b>1157</b> H 2; C 6; D 4,7 	<b>1161</b> H 2; C 6; D 4,9 
	<b>0356</b> H 1,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 	<b>0359</b> H 1,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 
	<b>0357</b> H 2,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 	<b>0360</b> H 2,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 
	<b>0358</b> H 3,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 	<b>0361</b> H 3,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 
	<b>0362</b> H 2,5 	<b>0366</b> H 2,5 
	<b>0363</b> H 3,5 	<b>0367</b> H 3,5 
	<b>0364</b> H 3,5 	<b>0368</b> H 3,5 
	<b>0365</b> H 4,5 	<b>0369</b> H 4,5 
	<b>1284</b> H 2,5 	<b>1287</b> H 2,5 
	<b>1285</b> H 3,5 	<b>1288</b> H 3,5 
	<b>1289</b> H 3,5 	<b>1291</b> H 3,5 
	<b>1290</b> H 4,5 	<b>1292</b> H 4,5 
	<b>0603</b> 	<b>0604</b> 
	<b>0781</b> 	<b>0782</b> 

# Совместимо с ASTRA TECH



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

3D-аналог имплантата

Коннектор для введения 3D-аналога.  
Комплектуется винтом

Премилл абатмент, 12 мм.  
Комплектуется винтом

## Винты

Винт для трансфера открытой ложки 3,5/4,0  
20H/см

0524  
L 21,8; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки 4,5/5,0  
25H/см

0525  
L 20,3; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки 3,5/4,0  
20H/см

0545  
L 25,2; M 1,6



Винт для трансфера закрытой ложки 4,5/5,0  
25 H/см

0544  
L 22,1; M 2



Винт Ø3,5/4,0  
20H/см

0138  
L 8,2; M 1,6



Винт Ø4,5/5,0  
25H/см

0139  
L 11,3; M 2



Винт Ø3,0  
15H/см

0257  
L 7,5; M 1,4



Винты для мультиюнитов угловых 3,5/4,0  
20H/см

0811  
L 6,9; M 1,6



Винты для мультиюнитов угловых 4. 5/5,0  
25H/см

0812  
L 6,9; M 2



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 3,5/4,0  
20H/см

1283  
L 6,3; M 1,6



\*

Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 4,5/5,0  
25H/см

1286  
L 7,5; M 2



\*

Винт для 3D-аналога  
15H/см

1119  
L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога 3,5/4,0

1111  
L 33; M 1,6



Винт для коннектора 3D-аналога 4,5/5,0

1108  
L 32,5; M 2




\* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

# Совместимо с BIOMET 3i



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,4 мм



4,1 мм



5,0 мм

Аналог имплантата

0385 D 3,4		0386 D 4,1		0387 D 5,0	
---------------	--	---------------	--	---------------	--

Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0053 H 0,3; C 4; D 3,8		0054 H 0,4; C 4; D 4,5		0055 H 0,4; C 4; D 5,5	
---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--

Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

0056 H 0,3; C 4; D 3,8		0057 H 0,4; C 4; D 4,5			
---------------------------	--	---------------------------	--	--	--

Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

0047 H 2; C 7; D 4,4		0048 H 2; C 7; D 5,2			
0279 H 4; C 7; D 4,4		0280 H 4; C 7; D 5,2			


Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом

0049 H 2; C 7,5; D 4,4		0050 H 2; C 7,5; D 5,0			
		0281 H 4; C 7,5; D 5,0			

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0051 H 1,5; C 10,5; D 4,0		0052 H 1,5; C 10,5; D 4,7			
------------------------------	--	------------------------------	--	--	--

# Совместимо с BIOMET 3i



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,4 мм



4,1 мм



5,0 мм

Основание титановое с фиксацией (Siroma).  
Комплектуется винтом

0169 H 0,3; C 4,65; D 3,8		0170 H 0,4; C 4,65; D 4,6			
------------------------------	--	------------------------------	--	--	--

Основание титановое без фиксации (Siroma).  
Комплектуется винтом

0181 H 0,3; C 4,65; D 3,8		0182 H 0,4; C 4,65; D 4,6			
------------------------------	--	------------------------------	--	--	--

Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

0636		0637			
------	--	------	--	--	--

Сканмаркер интраоральный

0783		0784		0785	
------	--	------	--	------	--

## Винты

Винт  
20H/см

0137  
L 8,4; M 1,6



Купить в один клик



www.ultrastom.shop

Совместимо с DENTIUM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр

Формирователь десны




0503  
H 4; D 4,5

Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом




0515

Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом



0531

Аналог имплантата к платформе Ø 3,6



0581  
D 4

Аналог имплантата к платформам Ø4,0/4,5/5,0




0384  
D 4,5

Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом




0225  
H 1; C 4; D 4,5

Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом




0226  
H 1; C 4; D 4,5

Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом




0270  
H 1; C 4,65; D 4,5

Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом



0176  
H 1; C 4,65; D 4,5

Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом




1126  
H 1,3; C 5,4; D 4,2

1127  
H 2; C 6; D 4,6

1128  
H 3; C 6; D 4,6

Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом




1129  
H 1,3; C 5,4; D 4,2

1130  
H 2; C 6; D 4,6

1131  
H 3; C 6; D 4,6

Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом



0217  
H 1; C 5,5; D 4,5

0218  
H 2; C 5,5; D 4,5

0667  
H3; C5,5; D4,5


Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом



0221  
H 2; C 8; D 4,6


0222  
H 3; C 8,5; D 4,6

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом



0271  
H 1; C 10; D 4,5

Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом



0479  
H 1; C 8; D 4,5

0654  
H 1,5; C 8; D 4,1


Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом



0480  
H 1; C 8; D 4,5


0655  
H 1,5; C 8; D 4,1

Совместимо с DENTIUM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр

Мультиюнит прямой



0900  
H 1,5; C 2,2; D 4,8  
25H/см

0901  
H 2,5 C 2,2; D 4,8  
25H/см

0902  
H 3,5 C 2,2; D 4,8  
25H/см

0903  
H 4,5 C 2,2; D 4,8  
25H/см


Мультиюнит угловой 17°.  
Комплектуется винтом



0911  
H 2,5

0912  
H 3,5


Мультиюнит угловой 30°.  
Комплектуется винтом



0913  
H 3,5

0914  
H 4,5

Мультиюнит угловой 45°.  
Комплектуется винтом



0918  
H 4,5

0934  
H 5,5


Мультиюнит угловой 17° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом



1270  
H 2,5

1271  
H 3,5


Мультиюнит угловой 30° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом



1272  
H 3,5


1273  
H 4,5

Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом




0605

Сканмаркер интраоральный




0786

3D-аналог имплантата




1046  
D 3,95

Коннектор для введения 3D-аналога.  
Комплектуется винтом



1107  
M 2

Премилл абатмент, 12 мм.  
Комплектуется винтом



1055  
D 11,5

### Винты

Винт 25H/см	0249 L 10,2; M 2	
Винт для трансфера открытой ложки 25H/см	0516 L 23,4; M 2	
Винт для трансфера закрытой ложки 25H/см	0530 L 21,5; M 2	
Винт для мультиюнитов угловых 25 H/см	0930 L 7,3; M 2	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 25H/см	1269 L 7,3; M 2	
Винт для 3D-аналога 15H/см	1119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	1108 L 32,5; M 2	


\* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

Совместимо с MEGAGEN ANYRIDGE



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Формирователь десны




1215 H 3; D4  
1216 H 5; D4  
1217 H 7; D4  
1243 H 3; D5  
1244 H 5; D5

Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом

Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом


Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом



1253

Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом



1251


Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом

Аналог имплантата



1200 D 4,4

Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом



1249 H 2; C 4,65; D 5,5

Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом

Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом



1250 H 2; C 4,65; D 5,5


Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом




1189 H 1,3; C 5,4; D 4,2



1191 H 1,3; C 5,4; D 4,2




1192 H 2; C 6; D 4,6



1198 H 2; C 7; D 4




1199 H 4; C 7; D 4



1197 H 5; C 7; D 5




1245 H 2; C 7; D 4




1246 H 4; C 7; D 4



1247 H 2; C 7; D 5



1248 H 4; C 7; D 5



1210 H 1,2; C 8; D 4,2

1211 H 2; C 8; D 4,6

1212 H 1,2; C 8; D 4,2

1213 H 2; C 8; D 4,6

Ультрастом  
SINCE 2005

## Универсальный набор мультиюнитов

- Всё необходимое под рукой
- Просто и удобно
- Всё для стоматологических клиник и лабораторий

\*Все подробности и профессиональная консультация у менеджеров компании



По многочисленным просьбам наших постоянных клиентов мы разработали **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР МУЛЬТИЮНИТОВ**, который уже используется в ведущих стоматологиях России и стран СНГ.

Теперь вы можете при пациенте **ПОДОБРАТЬ** необходимый в данной ситуации мультиюнит по глубине десны и наклону имплантата.

Также под рукой у вас будет **ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ** для дальнейшей работы: ключи, отвертки, трансферы, формирователи, аналоги, сканмаркеры, а также все комплектующие для дальнейшего протезирования.

Вы сможете сразу **ОСНАСТИТЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ** вариантами комплектующих высокого качества от компании «Ультрастом».

Данные наборы **В НАЛИЧИИ НА НАШЕМ СКЛАДЕ**, сборка при условии предзаказа от четырёх дней.




ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
WWW.ULTRASTOM.SHOP

### Винты

Винт 30Н/см	1193 L 8; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки 30Н/см	1254 L 22; M 1,8	
Винт для трансфера закрытой ложки 30Н/см	1252 L 20,4; M 1,8	



# Совместимо с MIS C1



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NP



SP



WP

Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом

1086



Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом

1088



Аналог имплантата

0391  
D 3,3



0392  
D 3,75



0393  
D 5



Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0292

H 0,75; C 4; D 4,4



0592

H 1,5; C 4; D 4,4



0593

H 3; C 4; D 4,4



0293

H 0,75; C 4; D 5,7



Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

0202

H 0,75; C 4; D 4,4



0588

H 1,5; C 4; D 4,4



0587

H 3; C 4; D 4,4



0294

H 0,75; C 4; D 5,7



Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом  
\* NP комплектуется 2-мя винтами

0306

H 2; C 6; D 4,0



0298

H 2; C 6; D 4,5



0300

H 2; C 6; D 5,5



0314

H 4; C 6; D 4,0



0299

H 4; C 6; D 4,5



0301

H 4; C 6; D 5,5



Абатмент угловой 15°.  
Комплектуется винтом

0310

H 2; C 6,5; D 4,8



0311

H 4; C 6,5; D 4,8



0312

H 2; C 7; D 5,5




0313

H 4; C 7; D 5,5



# Совместимо с MIS C1



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NP



SP



WP

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0670

H 1,5; C 9; D 4,3



0673

H 1,5; C 9; D 5,7



Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

0634



0635



Сканмаркер интраоральный

0800



0801



3D-аналог имплантата

1074

D 3,95



1075

D 4,95



Коннектор для введения 3D-аналога.  
Комплектуется винтом

1168

M 1,8



1169

M 1,8



Премиал абатмент, 12 мм.  
Комплектуется винтом

1068

D 11,5



1069

D 11,5



## Винты

Винт NP  
15H/см

0297

L 7,6; M 1,6



Винт SP; WP  
30H/см

0462

L 8,0; M 1,8



Винт для трансфера открытой ложки SP  
30H/см

1087

L 23; M 1,8



Винт для трансфера закрытой ложки SP  
30H/см

1089

L 20; M 1,8



Винт для 3D-аналога  
15H/см

1119

L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога

1115

L 30,5; M 1,8




Купить в один клик



www.ultrastom.shop

# Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



NP



RP

Формирователь десны для одиночных конструкций



0569

H3; D 5,0



0568

H5; D 5,0



0567

H7; D 5,0



0574

H3; D 5,0



0575

H5; D 5,0



0573

H7; D 5,0

Формирователь десны для мостовидных конструкций



0572

H3; D 5,0



0571

H5; D 5,0



0570

H7; D 5,0



0578

H3; D 5,0



0577

H5; D 5,0



0576

H7; D 5,0

Трансфер для открытой ложки. Комплектуется винтом

0535

0518

Трансфер для закрытой ложки. Комплектуется винтом

0555

0543

Аналог имплантата

0381

D 3,5

0382

D 3,9

Основание титановое с фиксацией. Комплектуется винтом \* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

0295

H 1,2; C 4; D 3,3


0203

H 0,8; C 4; D 4,5

0204

H 0,8; C 4; D 5,0

# Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



3,0 мм



NP



RP

Основание титановое без фиксации. Комплектуется винтом \* 3,0 комплектуется 2-мя винтами



0296

H 1,2; C 4; D 3,3



0205

H 0,8; C 4; D 4,5



0206

H 0,8; C 4; D 5,0

Абатмент титановый прямой. Комплектуется винтом



0207

H 2; C 6,5; D 4,5



0209

H 2; C 6,5; D 5,5



0208

H 3; C 6,5; D 4,5



0210

H 3; C 6,5; D 5,5

Основание титановое для одиночных конструкций (не требует вклеивания). Комплектуется винтом



0416



0487

Абатмент титановый угловой 15°. Комплектуется винтом



0211

H 1; C 6; D 4,5



0213

H 1; C 6; D 5



0212

H 3; C 6; D 4,5



0214

H 3; C 6; D 5

Абатмент временный с фиксацией. Комплектуется винтом



0252

H 1,5; C 10; D 4,0



0253

H 1,5; C 10; D 4,5

Абатмент временный без фиксации. Комплектуется винтом



0485

H 1,5; C 10; D 4,0



0486

H 1,5; C 10; D 4,5

Абатмент временный для CAD/CAM с фиксацией. Комплектуется винтом



0548

H 1,5; C 7; D 4,0



0550

H 1,5; C 7; D 4,5

Абатмент временный для CAD/CAM без фиксации. Комплектуется винтом



0549

H 1,5; C 7; D 4,0



0551


H 1,5; C 7; D 4,5

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

# Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом

**0164**  
H 1,25; C 4,65; D 4,5



**0165**  
H 1,5; C 4,65; D 5,0



Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом

**0172**  
H 1,25; C 4,65; D 4,5



**0173**  
H 1,5; C 4,65; D 5,0



Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом

**1120**  
H 1,3; C 5,3; D 4,1



**1123**  
H 1,3; C 5,3; D 4,6



**1121**  
H 2; C 6; D 7



**1124**  
H 2; C 6; D 4,8



Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом

**1122**  
H 1,3; C 5,3; D 4,1



**1125**  
H 1,3; C 5,3; D 4,6



Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

**0250**  
H 1,5; C 10,5; D 4,3



**0251**  
H 1,5; C 10,5; D 4,5



Мультиюнит прямой

**0328**  
H 1,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



**0331**  
H 1,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



**0329**  
H 2,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



**0332**  
H 2,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



**0330**  
H 3,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



**0333**  
H 3,5; C 2,2; D 4,8  
35Н/см



Мультиюнит угловой 17°.  
Комплектуется винтом

**0334**  
H 2,5



**0338**  
H 2,5



**0335**  
H 3,5



**0339**  
H 3,5




Купить в один клик



www.ultrastom.shop

# Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Мультиюнит угловой 30°.  
Комплектуется винтом

**0336**  
H 3,5




**0340**  
H 3,5



**0337**  
H 4,5



**0341**  
H 4,5



Мультиюнит угловой 45°.  
Комплектуется винтом

**0919**  
H 4,5



Мультиюнит угловой 17° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом

**1260**  
H 2,5




**1263**  
H 2,5



**1261**  
H 3,5



**1264**  
H 3,5



Мультиюнит угловой 30° с внутренней резьбой для винта.  
Комплектуется винтом

**1265**  
H 3,5



**1267**  
H 3,5



**1266**  
H 4,5



**1268**  
H 4,5



Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

**0610**



**0611**



Сканмаркер интраоральный

**0789**



**0790**



3D-аналог имплантата

**1049**  
D 3,95



**1050**  
D 3,95



Коннектор для введения 3D-аналога.  
Комплектуется винтом

**1110**  
M 1,6



**1109**  
M 2




Премилл абатмент, 12 мм.  
Комплектуется винтом

**1062**  
D 11,5



## Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота  
коронковой части  
H – высота  
десневой части  
D – диаметр

### Винты

Винт для трансфера открытой ложки NP 35H/см	0542 L 22,3; M 1,6		
Винт для трансфера открытой ложки RP 35H/см	0536 L 22,3; M 2		
Винт для трансфера закрытой ложки NP 35H/см	0538 L 19,5; M 1,6		
Винт для трансфера закрытой ложки RP 35H/см	0539 L 20; M 2		
Винт NP 35H/см	0215 L 7,3; M 1,6		
Винт RP 35H/см	0216 L 7,3; M 2		
Винт Ø3,0 15H/см	0307 L 6,7; M 1,4		⚠
Винт для мультиюнитов угловых NP 15H/см	0561 L 7; M 1,6		
Винт для мультиюнитов угловых RP 15H/см	0560 L 7; M 2		
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой NP 15H/см	1259 L 6,4; M 1,6		*
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой RP 15H/см	1262 L 6,4; M 2		*
Винт для циркониевых конструкций NP 35H/см	0813 L 9,65; M 1,6		
Винт для циркониевых конструкций RP 35H/см	0814 L 9,8; M 2		
Винт для 3D-аналога 15H/см	1119 L 3,8; M 1,4		
Винт для коннектора 3D-аналога NP	1111 L 33; M 1,6		
Винт для коннектора 3D-аналога RP	1108 L 32,5; M 2		

\* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

# Ультрастом

SINCE 2005

## Цифровой протокол



● Интраоральные и лабораторные сканмаркеры



● Титановые основания и 3D-аналоги Ультрастом интегрированы в цифровой протокол


● Мультиюниты Ультрастом просты в использовании.  
Благодаря уникальной внутренней резьбе, винт надежно зафиксирован внутри мультиюнита.  
Титановые основания и 3D-аналоги также используются в цифровом протоколе.



● Поддержка 24/7



# Совместимо с NOBEL REPLACE



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NP



RP



WP

Аналог имплантата

0376 D 3,5		0377 D 4,3		0378 D 5,0	
0017 H 0,4; C 4; D 4,4		0018 H 0,4; C 4; D 5		0019 H 0,4; C 4; D 5,5	
0274 H 0,3; C 4; D 4,4		0022 H 0,4; C 4; D 5		0023 H 0,4; C 4; D 5,5	
		0275 H 0,3; C 4; D 4,5			
		0289 H 0,3; C 8; D 4,5			
0492 H 0,47; C 8; D 4,4		0290 H 0,3; C 8; D 4,5		0493 H 0,47; C 8; D 5,5	
0024		0025		0026	
0147		0148		0149	
0150		0151		0152	


Основание титановое удлиненное без фиксации. Комплектуется винтом

Основание титановое для одиночных конструкций (не требует вклеивания). Комплектуется винтом

Основание титановое с фиксацией (CAD/CAM, совместимо с Zirkonzahn). Комплектуется винтом

Основание титановое без фиксации (CAD/CAM, совместимо с Zirkonzahn). Комплектуется винтом

# Совместимо с NOBEL REPLACE



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NP



RP



WP

Абатмент титановый прямой. Комплектуется винтом

Абатмент титановый угловой 15°. Комплектуется винтом

Абатмент временный с фиксацией. Комплектуется винтом

Абатмент временный без фиксации. Комплектуется винтом

Абатмент временный для CAD/CAM с фиксацией. Комплектуется винтом

Абатмент временный для CAD/CAM без фиксации. Комплектуется винтом

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы. Комплектуется винтом

Основание титановое с фиксацией (Sigona). Комплектуется винтом

Основание титановое без фиксации (Sigona). Комплектуется винтом


0001 H 1; C 6; D 4,5		0002 H 1; C 5,5; D 4,5		0003 H 1; C 6; D 5,0	
0005 H 3; C 6; D 4,5		0006 H 3; C 5,5; D 4,5		0007 H 3; C 6; D 5,0	
0008 H 1; C 8; D 4,5		0010 H 1; C 8; D 5,2		0012 H 1; C 8; D 6,0	
0009 H 3; C 8; D 4,5		0011 H 3; C 8; D 5,2		0133 H 3; C 8; D 6,0	
0141 H 1; C 9; D 4,0		0142 H 1; C 10,8; D 5,0		0143 H 1; C 10,8; D 5,5	
0579 H 1,5; C 9; D 4,0		0566 H 1,5; C 10,8; D 5,0		0565 H 1,5; C 10,8; D 5,5	
0144 H 1; C 9; D 4,0		0145 H 1; C 10,8; D 5,0		0146 H 1; C 10,8; D 5,5	
0510 H 1,5; C 9; D 4,0		0507 H 1,5; C 10,8; D 5,0		0506 H 1,5; C 10,8; D 5,5	
1084 H 1,5; C 7; D 4		0683 H 1,5; C 7; D 5			
1083 H 1,5; C 7; D 4		1082 H 1,5; C 7; D 5			
0013 H 1,35; C 10,5; D 4,5		0014 H 1,35; C 10,5; D 4,5		0015 H 1,35; C 10,5; D 5,5	
0264 H 0,4; C 4,65; D 4,5		0265 H 0,4; C 4,65; D 5,0		0266 H 0,4; C 4,65; D 5,5	
0171 H 0,4; C 4,65; D 4,5		0267 H 0,4; C 4,65; D 5,0		0268 H 0,4; C 4,65; D 5,5	

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

## Совместимо с NOBEL REPLACE



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NP






















RP




WP

Мультиюнит прямой

<p><b>0315</b> H 1; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0318</b> H 1; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0321</b> H 1; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	
<p><b>0316</b> H 2; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0319</b> H 2; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0322</b> H 2; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	
<p><b>0317</b> H 4; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0320</b> H 4; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	<p><b>0323</b> H 4; C 2,2; D 4,8 35H/см</p> 	
<p>Мультиюнит угловой 17°. Комплектуется винтом</p>	<p><b>0324</b> H 2</p> 		
	<p><b>0325</b> H 3</p> 		
<p>Мультиюнит угловой 30°. Комплектуется винтом</p>	<p><b>0326</b> H 3</p> 		
	<p><b>0327</b> H 4</p> 		
<p>Сканмаркер лабораторный. Комплектуется винтом</p>	<p><b>0644</b></p> 	<p><b>0645</b></p> 	<p><b>0646</b></p> 
<p>Сканмаркер интраоральный</p>	<p><b>0791</b></p> 	<p><b>0792</b></p> 	<p><b>0793</b></p> 

## Совместимо с NOBEL REPLACE






C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр

Купить в один клик




www.ultrastom.shop

### Винты

Винт клинический, лабораторный NP 35H/см	0119 L 8,25; M 1,8	
Винт клинический RP; WP 35H/см	0120 L 9,9; M 2	
Винт лабораторный RP; WP 35H/см	0121 L 9,9; M 2	
Винт клинический, лабораторный NP для циркониевых конструкций 35H/см	0122 L 8,85; M 1,8	
Винт клинический RP; WP для циркониевых конструкций 35H/см	0123 L 10,6; M 2	
Винт лабораторный RP; WP для циркониевых конструкций 35H/см	0124 L 10,6; M 2	
Винт для мультиюнитов угловых RP 15H/см	0929 L 9; M 2	

# Совместимо с OSSTEM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



**Мини**



**Стандарт**

Формирователь десны

0594 H 4; D 4,0		0595 H 5; D 5,0	
--------------------	--	--------------------	--

Аналог имплантата

0589 D 3,5		0583 D 4,0	
---------------	--	---------------	--

Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом

0537		0523	
------	--	------	--

Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом

0554		0541	
------	--	------	--

Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0429 H 1,3; C 4; D 4,2		0430 H 1,15; C 4; D 4,4	
---------------------------	--	----------------------------	--

Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

0478 H 1,3; C 4; D 4,2		0433 H 1,15; C 4; D 4,5	
---------------------------	--	----------------------------	--


Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом

0488 H 1; C 4,65; D 4,5		0490 H 1; C 4,65; D 4,5	
----------------------------	--	----------------------------	--

Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом

0489 H 1; C 4,65; D 4,5		0491 H 1; C 4,65; D 4,5	
----------------------------	--	----------------------------	--

# Совместимо с OSSTEM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



**Мини**



**Стандарт**

Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом

1134 H 1,3; C 5,4; D 4		1138 H 1,3; C 5,4; D 4,2	
1135 H 2; C 5,3; D 4,2		1139 H 2; C 6; D 4,6	
		1140 H 3; C 6; D 4,6	

Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом

1136 H 1,3; C 5,4; D 4		1141 H 1,3; C 5,4; D 4,2	
1137 H 2; C 5,3; D 4,2		1142 H 2; C 6; D 4,6	
		1143 H 3; C 6; D 4,6	

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0652 H 1; C 8; D 4,2		0651 H 1; C 10; D 4,4	
-------------------------	--	--------------------------	--

Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

0426 H 1; C 5,5; D 4,6		0463 H 2; C 5,5; D 4,6	
0427 H 2; C 5,5; D 4,6		0464 H 3; C 5,5; D 4,6	
0428 H 3; C 5,5; D 4,6		0465 H 2; C 5,5; D 5,0	
		0466 H 3; C 5,5; D 5,0	

Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0467 H 1; C 10; D 4,2		0468 H 1; C 9; D 4,4	
0597 H 1,5; C 8; D 3,8		0559 H 1,5; C 8; D 4,2	

Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом


0596 H 1,5; C 8; D 3,8		0598 H 1,5; C 8; D 4,2	
---------------------------	--	---------------------------	--

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

# Совместимо с OSSTEM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Мини



Стандарт

Абатмент временный с антиротационным механизмом для CAD/CAM с фиксацией. Комплектуется винтом

0927 H 1,5; C 7; D 3,9		0904 H 1; C 7; D 3,9	
		0905 H 2; C 7; D 4,5	

Абатмент временный с антиротационным механизмом для CAD/CAM без фиксации. Комплектуется винтом

0928 H 1,5; C 7; D 3,9		0906 H 1; C 7; D 3,9	
		0907 H 2; C 7; D 4,5	

Абатмент временный без антиротационного механизма для CAD/CAM с фиксацией. Комплектуется винтом

1044 H 1; C 7; D 4		1041 H 1; C 7; D 3,9	
1043 H 2; C 7; D 4		1042 H 2; C 7; D 4,5	

Мультиюнит прямой

1030 H 1,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см		0896 H 1,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см	
1031 H 2,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см		0897 H 2,5; C 2,2; D 4, 30Н/см	
1032 H 3,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см		0898 H 3,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см	
1033 H 4,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см		0899 H 4,5; C 2,2; D 4,8 30Н/см	

Мультиюнит угловой 17° с внутренней резьбой для винта. Комплектуется винтом

0909 H 2,5		0936 H 2,5	
0910 H 3,5		0937 H 3,5	


Мультиюнит угловой 30° с внутренней резьбой для винта. Комплектуется винтом

0915 H 3,5		0938 H 3,5	
0916 H 4,5		0939 H 4,5	

Мультиюнит угловой 45° с внутренней резьбой для винта. Комплектуется винтом

0917 H 4,5		0940 H 4,5	
0935 H 5,5		0941 H 5,5	

# Совместимо с OSSTEM



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Мини



Стандарт

Сканмаркер лабораторный. Комплектуется винтом

0606		0608	
------	--	------	--

Сканмаркер интраоральный

0794		0795	
------	--	------	--

3D-аналог имплантата

1040 D 3,95		1045 D 3,95	
----------------	--	----------------	--

Коннектор для введения 3D-аналога. Комплектуется винтом

1112 M 1,6		1107 M 2	
---------------	--	-------------	--

Премилл абатмент, 12 мм. Комплектуется винтом

		1053 D 11,5	
--	--	----------------	--

## Винты

Винт для трансфера открытой ложки мини, 20Н/см

0532  
L 22,9; M 1,6



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой мини 20Н/см

0931  
L 9,5; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки стандарт 30Н/см

0529  
L 21,6; M 2



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой стандарт 30Н/см

0942  
L 7,5; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки мини 20Н/см

0533  
L 21,5; M 1,6



Винт для 3D-аналога 15Н/см

1119  
L 3,8; M 1,4



Винт для трансфера закрытой ложки стандарт 30Н/см

0534  
L 21; M 2



Винт для коннектора 3D-аналога мини

1111  
L 33; M 1,6



Винт Мини 20Н/см

0431  
L 10,2; M 1,6



Винт для коннектора 3D-аналога стандарт

1108  
L 32,5; M 2



Винт Стандарт 30Н/см

0432  
L 8,4; M 2,0




Купить в один клик



www.ultrastom.shop



# Совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NC



RC

Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом



Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом



Аналог имплантата




Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом



Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом



Основание титановое удлиненное с фиксацией.  
Комплектуется винтом



Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом



Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом




Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом



Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом



# Совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NC



RC

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом



Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом



Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом



Основание титановое с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом



Основание титановое без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом



Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом



Сканмаркер интраоральный



3D-аналог имплантата



Коннектор для введения 3D-аналога.  
Комплектуется винтом



Купить в один клик



www.ultrastom.shop

## Винты

Винт NC,RC 35Н/см 0256 L 7,9; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки NC 35Н/с 0809 L 22,6; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки RC 35Н/см 0810 L 23,7; M 1,6



Винт для трансфера закрытой ложки NC 35Н/см 0807 L 20,3; M 1,6



Винт для трансфера закрытой ложки RC 35Н/см 0808 L 21,8; M 1,6



Винт для 3D-аналога 15Н/см 1119 L 3,8; M 1,4




Винт для коннектора 3D-аналога 1111 L 3,3; M 1,6



- ANK
- AsT
- B3i
- DEN
- M-AR
- MSC1
- NCC
- NR
- OSS
- S-BL
- S-SO
- XIVE
- MIS
- Втулки Штифты
- Фрезы, сверла
- Отвертки
- Тех. инф.

# Совместимо с STRAUMANN SYNOCTA



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NN



RN



WN

Аналог имплантата

0399  
D 4,8



0400  
D 6,5



Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0089  
H 0,7; C 4; D 4,4



0090  
H 1,1; C 4; D 5,2



0155  
H 1,25; C 4; D 7,1



Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

0158  
H 0,7; C 4; D 4,4



0159  
H 1,1; C 4; D 5,2



0160  
H 1,45; C 4; D 7,1



Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

0084  
H 1; C 9; D 3,5



Абатмент титановый угловой 15°  
Комплектуется винтом

0086  
H 1; C 9; D 3,5



Абатмент временный с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0190  
H 1,8; C 7; D 5,0



0308  
H 1,8; C 7; D 7,0



Абатмент временный без фиксации.  
Комплектуется винтом


0192  
H 1,8; C 7; D 5,0



0309  
H 1,8; C 7; D 7,0



# Совместимо с STRAUMANN SYNOCTA



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



NN



RN



WN

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0087  
H 1,4; C 10,5; D 4,4



0088  
H 1,4; C 7,7; D 4,8



Основание титановое с фиксацией (Siropa).  
Комплектуется винтом

0198  
H 1,1; C 4,65; D 5,2



Основание титановое без фиксации (Siropa).  
Комплектуется винтом

0199  
H 1,1; C 4,65; D 5,2



## Винты

Винт RN; WN  
35H/см

0255  
L 8; M 2



Винт NN  
30H/см

0254  
L 4,6; M 1,8



Винт для временных абатментов RN; WN  
35H/см

0440  
L 7,7; M 2



Винт для пластиковых абатментов совместим RN; WN  
35 H/см

0880  
L 6,5; M 2




Купить в один клик




www.ultrastom.shop

# Совместимо с XIVE/FRIADENT



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Формирователь десны

0627 H 4; D 4	0628 H 4; D 5	0629 H 4; D 5,3	0630 H 4; D 5,7
------------------	------------------	--------------------	--------------------

Аналог имплантата

0401 D 3,5	0402 D 3,9	0403 D 4,6	0404 D 5,1
---------------	---------------	---------------	---------------

Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом

0110 H 0,3; C 4; D 3,9	0111 H 0,3; C 4; D 4,3	0112 H 0,65; C 4; D 5,5	0113 H 0,65; C 4; D 6,5
---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом

0114 H 0,3; C 4; D 3,9	0115 H 0,3; C 4; D 4,3	0116 H 0,65; C 4; D 5,5	0276 H 0,65; C 4; D 6,5
---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------


Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

0101 H 1; C 5,8; D 4,3	0102 H 1; C 5,8; D 4,3	0103 H 1; C 5,8; D 4,9	0261 H 1; C 5,8; D 5,9
0258 H 3; C 5,8; D 4,3	0259 H 3; C 5,8; D 4,3	0260 H 3; C 5,8; D 4,9	0262 H 3; C 5,8; D 5,9


Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом

0104 H 2; C 6,2; D 4,0	0304 H 2; C 6,2; D 5,0	0106 H 1; C 6,2; D 5,0	0305 H 2; C 6,2; D 5,0
			0302 H 1; C 6,2; D 6,0

# Совместимо с XIVE/FRIADENT



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы.  
Комплектуется винтом

0107 H 1,5; C 10,5; D 3,9	0108 H 1,5; C 10,5; D 4,2	0109 H 1,5; C 10,5; D 4,9	
------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Основание титановое с фиксацией (Sirona).  
Комплектуется винтом

0166 H 0,3; C 4,65; D 3,9	0167 H 0,3; C 4,65; D 4,3	0168 H 0,65; C 4,65; D 5,5	
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

Основание титановое без фиксации (Sirona).  
Комплектуется винтом

0183 H 0,3; C 4,65; D 3,9	0184 H 0,3; C 4,65; D 4,3	0193 H 0,65; C 4,65; D 5,5	
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

Сканмаркер лабораторный.  
Комплектуется винтом

0638	0639	1036	1037
------	------	------	------

Сканмаркер интраоральный

0798	0799	0877	0878
------	------	------	------

## Винты

Винт  
24H/см

0140  
L 9,5; M 1,6




Купить в один клик



www.ultrastom.shop

## Совместимо с шестигранным соединением



C – высота  
коронковой части  
H – высота  
десневой части  
D – диаметр



**NP**  
узкая платформа  
\*совместимы только с Mis



**SP**  
стандартная  
платформа



**WP**  
широкая  
платформа

Формирователь десны

**0526**  
H 3,2; D 3,85  
**0527**  
H 3,2; D 4,7



**0664**  
H 4,2; D 6



Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом

**0528**



Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом

**0556**



Аналог имплантата

**0388**  
D 3,3



**0389**  
D 3,8



**0653**  
D 4,6



Основание титановое с фиксацией.  
Комплектуется винтом  
\* NP комплектуется 2-мя винтами

**0291**  
H 0,65; C 4; D 4,2



**0067**  
H 0,35; C 4; D 4,3



**0068**  
H 0,5; C 4; D 5,3



Основание титановое без фиксации.  
Комплектуется винтом  
\* NP комплектуется 2-мя винтами

**0284**  
H 0,65; C 4; D 4,2



**0070**  
H 0,35; C 4; D 4,3



**0071**  
H 0,5; C 4; D 5,3



Основание титановое  
с фиксацией (Siropa).  
Комплектуется винтом


**0269**  
H 0,35; C 4,65; D 4,3



**0161**  
H 0,5; C 4,65; D 5,3



## Совместимо с шестигранным соединением



C – высота  
коронковой части  
H – высота  
десневой части  
D – диаметр



**NP**  
узкая платформа  
\*совместимы только с Mis



**SP**  
стандартная  
платформа



**WP**  
широкая  
платформа

Основание титановое  
без фиксации (Siropa).  
Комплектуется винтом

**0200**  
H 0,35; C 4,65; D 4,3



**0201**  
H 0,5; C 4,65; D 5,3



Основание титановое  
с фиксацией (Geo).  
Комплектуется винтом

**1150**  
H 0,65; C 5,5; D 4,3



**1152**  
H 0,65; C 5,5; D 5



Основание титановое  
без фиксации (Geo).  
Комплектуется винтом

**1151**  
H 0,65; C 5,5; D 4,3



**1153**  
H 0,65; C 5,5; D 5



Абатмент титановый прямой.  
Комплектуется винтом

**0059**  
H 2; C 6; D 4,5



**0060**  
H 4; C 6; D 4,5



**0061**  
H 2; C 6; D 5,5



**0062**  
H 3; C 6; D 5,5



Абатмент титановый угловой 15°.  
Комплектуется винтом

**0063**  
H 2; C 7; D 4,5




**0153**  
H 3; C 7; D 4,5



**0064**  
H 2; C 7; D 5,5



**0154**  
H 3; C 7; D 5,5



Абатмент временный  
с фиксацией.  
Комплектуется винтом

**0177**  
H 1; C 10; D 4,5



**0178**  
H 1,3; C 10; D 5,8



Абатмент временный  
без фиксации.  
Комплектуется винтом

**0179**  
H 1; C 10; D 4,5



**0180**  
H 1,3; C 10; D 5,8




Купить в один клик



www.ultrastom.shop

## Совместимо с шестигранным соединением



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



**NP**  
узкая платформа  
\*совместимы только с Mis



**SP**  
стандартная платформа



**WP**  
широкая платформа

Абатмент пластиковый из беззольной пластмассы. Комплектуется винтом

Основание титановое удлиненное с фиксацией. Комплектуется винтом

Основание титановое удлиненное без фиксации. Комплектуется винтом

Мультиюнит прямой


Мультиюнит угловой 17°. Комплектуется винтом

Мультиюнит угловой 30°. Комплектуется винтом

Мультиюнит угловой 17° с внутренней резьбой для винта. Комплектуется винтом

	<p><b>0065</b> H 2; C 10; D 4,6</p>	<p><b>0066</b> H 2; C 10; D 5,7</p>
	<p><b>0285</b> H 0,2; C 8; D 4,0</p>	<p><b>0287</b> H 0,3; C 8; D 5,0</p>
	<p><b>0286</b> H 0,2; C 8; D 4,0</p>	<p><b>0288</b> H 0,3; C 8; D 5,0</p>
	<p><b>0342</b> H 1; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p> <p><b>0343</b> H 2; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p> <p><b>0344</b> H 3; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p>	<p><b>0345</b> H 1; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p> <p><b>0346</b> H 2; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p> <p><b>0347</b> H 3; C 2,2; D 4,8 30Н/см</p>
	<p><b>0348</b> H 2,5</p>	<p><b>0352</b> H 2,5</p>
	<p><b>0349</b> H 3,5</p>	<p><b>0353</b> H 3,5</p>
	<p><b>0350</b> H 2,5</p>	<p><b>0354</b> H 3,5</p>
	<p><b>0351</b> H 3,5</p>	<p><b>0355</b> H 4,5</p>
	<p><b>1021</b> H 4,5</p>	
	<p><b>1275</b> H 2,5</p>	<p><b>1277</b> H 2,5</p>
	<p><b>1276</b> H 3,5</p>	<p><b>1278</b> H 3,5</p>

## Совместимо с шестигранным соединением



C – высота коронковой части  
H – высота десневой части  
D – диаметр



**NP**  
узкая платформа  
\*совместимы только с Mis



**SP**  
стандартная платформа



**WP**  
широкая платформа

Мультиюнит угловой 30° с внутренней резьбой для винта. Комплектуется винтом

Сканмаркер лабораторный. Комплектуется винтом

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата

Коннектор для введения 3D-аналога. Комплектуется винтом

Премилл абатмент, 12 мм. Комплектуется винтом

### Винты

Винт SP;WP 30 Н/см	0134 L 8,2; M 1,8		Винт для мультиюнитов угловых SP; WP 30Н/см	0504 L 7; M 1,8	
Винт NP 15 Н/см	0297 L 7,6; M 1,6		Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой SP; WP 30Н/см	1274 L 7; M 1,8	*
Винт для трансфера открытой ложки SP 30Н/см	0522 L 20,8; M 1,8		Винт для 3D-аналога 15Н/см	1119 L 3,8; M 1,4	
Винт для трансфера закрытой ложки SP 30Н/см	0547 L 20,4; M 1,8		Винт для коннектора 3D-аналога	1115 L 30,5; M 1,8	


\* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

## Втулки для хирургических шаблонов



Втулка для хирургического шаблона для пилотного сверления 2.0 мм



**0441 (2,0)**

Втулка для хирургического шаблона совместима с Mis 5,5 (ULTRA MG-LS041)



**0632**

Втулка для хирургического шаблона совместима с Nobel 4,3 (ULTRA\_ST\_T\_034053V4)



**0617**

Втулка для хирургического шаблона совместима с Straumann (ULTRA\_Steco\_M2715D500)



**0618**

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Bone Level 3,0



**0804**

Втулка для хирургического шаблона совместима с Ankylos



**0441 (2,1)**  
**0441 (3,0)**  
**0441 (3,9)**

Втулка для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme



**0609**

Втулка для пина для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme



**1026**

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Alpha Bio 4,15



**0908**

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Neobiotech D7 h3. 5



**1170**

## Штифты, матрицы



Штифт синий клинический



**0127**

50 штук в упаковке

Штифт синий лабораторный



**0128**

50 штук в упаковке

Штифт желтый клинический



**0125**

50 штук в упаковке

Штифт желтый лабораторный



**0126**

50 штук в упаковке

Матрица желтая средняя 1,7 мм



**0219**

Совместима с Bredent

Купить в один клик



www.ultrastom.shop

ANK

AsT

B3i

DEN

M-AR

MSC1

NCC

NR

OSS

S-BL

S-S0

XIVE

MIS

Втулки  
Штифты

Фрезы,  
свёрла

Отвертки

Тех. инф.

## Фрезы, свёрла



Фреза d1 D6 I8 L50 Z2 R0.5 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116101 (с кольцом)

116100 (без кольца)



Фреза d1.5 D6 I12 L50 Z2 R0.75 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116151 (с кольцом)

116150 (без кольца)



Фреза d1.5 D6 I12 L50 Z4 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116151T (с кольцом)

116150T (без кольца)



Фреза d2 D6 I12 L50 Z2 R1 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116201 (с кольцом)

116200 (без кольца)



Фреза d3 D6 I15 L50 Z2 R1.5 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116301 (с кольцом)

116300 (без кольца)



Фреза d2 D6 I12 L50 Z4 R0.2 для Ti/CoCr, для станков Imes-Icogre

116201T (с кольцом)

116200T (без кольца)

**IMES-ICORE**  
Ti/CoCr



Фреза d0.6 D3 I10 L48 Z2 R0.3 для ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icogre

123061 (с кольцом)

123060 (без кольца)



Фреза d0.6 D6 I10 L50 Z2 R0.3 для ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icogre

126061 (с кольцом)

126060 (без кольца)



Фреза d1 D3 I18 L48 Z2 R0.5 для ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icogre

123101 (с кольцом)

123100 (без кольца)



Фреза d1 D6 I18 L50 Z2 R0.5 для ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icogre

126101 (с кольцом)


126100 (без кольца)

**IMES-ICORE**  
ZrO2/PMMA




Фреза d0.5 D3 I7 L57 Z2 R0.25 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

223050



Фреза d0.6 D3 I7 L57 Z2 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

223060T




Фреза d1 D3 I12 L57 Z2 R0.5 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

223100



Фреза d1.5 D3 I17 L57 Z2 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

223150T



Фреза d2 D3 I18 L57 Z2 R1 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

223200



Фреза d0.5 D6 I3 L50 Z2 R0.25 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

226050



Фреза d0.6 D6 I7 L50 Z2 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

226060T



Фреза d1 D6 I12 L50 Z2 R0.5 для ZrO2/PMMA, для станков ZirkonZahn

226100


**ZIRKONZAHN**  
ZrO2/PMMA

# Фрезы, свёрла

Купить в один клик




www.ultrastom.shop



Фреза d0.5 D3 I5 L42 Z2 R0.25  
для PMMA/PEEK/WAX,  
для станков Sirona

333051 (с кольцом)


333050 (без кольца)



Фреза d1 D3 I17 L43 Z2 R0.5  
для PMMA/PEEK/WAX,  
для станков Sirona

333101 (с кольцом)

333100 (без кольца)



Фреза d2.5 D3 I24 L43 Z2 R1.25  
для PMMA/PEEK/WAX,  
для станков Sirona

333251 (с кольцом)

333250 (без кольца)

**SIRONA**  
**PMMA/PEEK/WAX**



Фреза d12 D6 I25 L71 Z6 R3.3 A14,  
для фрезерного аппарата  
Millo Pro

446120

**MILLO PRO**



Свёрло ступенчатое Medium,  
для штифов пин-дрилл,  
2.0 мм

553200


**Свёрло**  
**MEDIUM**



Фреза d0.5 D3 I5 L42 Z2 R0.25  
для ZrO2,  
для станков Sirona

323051 (с кольцом)


323050 (без кольца)



Фреза d1 D3 I17 L43 Z2 R0.5  
для ZrO2,  
для станков Sirona

323101 (с кольцом)

323100 (без кольца)



Фреза d2.5 D3 I24 L44 Z4 R1.25  
для ZrO2,  
для станков Sirona

323251 (с кольцом)

323250 (без кольца)

**SIRONA**  
**ZrO2**



Свёрло коническое, для  
штифов Giroform и Auto Spin,  
3 мм (d2.35 D3 L39)

653240

**Свёрло**  
**GIROFORM**  
**И AUTO SPIN**



## Комплектующие к МУЛЬТИЮНИТАМ

Трансфер для закрытой ложки.  
Комплектуется винтом



0370

Трансфер для открытой ложки.  
Комплектуется винтом



0371

Винт для трансфера открытой ложки совместим с MUA



0505(1,27)  
0806(NBL)

Пластиковый абатмент конус 43°.  
Комплектуется винтом



0372

Абатмент временный конус 43° с уступом.  
Комплектуется винтом



0373

Абатмент временный конус 43° без уступа.  
Комплектуется винтом



0874

Винт M1.4



0374(1,27)  
0374(NBL)  
0374(1,2)

Аналог мультитюнита



0375

Винт M1.6 (1,0)  
(совместим с оригинальным MUA Ankylos)



0085 (1.0)

Винт M1.6  
(совместим с оригинальным MUA Mis)



0626

Винт M1.4  
(совместим с оригинальным MUA Astra)



0665

Формирователи десны для мультитюнитов прямые



0423 H4(1,27)  
0423 H4(NBL)



0424 H6(1,27)  
0424 H6(NBL)

Формирователи десны для мультитюнитов конусные



1025 H4(1,27)



1023 H6(1,27)  
1024 H6(NBL)

Сканмаркер PEEK.  
Комплектуется винтом



0016

3D-аналог мультитюнита



1081  
D 4,8

Винт для 3D-аналога 15H/см



1119  
L 3,8; M 1.4

Основание титановое конус 43°.  
Комплектуется винтом



0477

Основание титановое конус 30°  
(совместимо с Ankylos).  
Комплектуется винтом



0483

Абатмент титановый конус 43°.  
Комплектуется винтом



0484

Защитный колпачок для полировки конструкций



0778

Держатель универсальный для угловых мультитюнитов



1242

**Ультрастом**  
SINCE 2005

## О мультитюнитах

«МУЛЬТИЮНИТ» АБАТМЕНТЫ – уникальное в мировой имплантационной практике решение, повышающее эффективность и улучшающее результат применения винтовой фиксации.

Цементные композиции при этом не используются. При необходимости протез может быть просто и безопасно снят для замены или ремонта без риска повреждения целостности имплантата или нарушения его устойчивости. Посредством винтовых многокомпонентных абатментов с максимальной точностью выполняется несъемное и «условно-съемное» протезирование после имплантации, достигается лучшая эстетика и минимизируются случаи периимплантита.

- Предназначены для конструкций с винтовой фиксацией при лечении частичной или полной адентии, в том числе для работы с системами лечения All-on-four/six.
- Решают протетическую задачу на имплантатах, установленных под значительными углами друг к другу, к зубному ряду или антагонистам. Могут быть прямыми или угловыми с различными размерами шейки и высотой уступа изделий для мягких тканей разной толщины.
- Обеспечивают возможность ревизии для гигиены и ремонта конструкции за счет винтовой фиксации, а также простоту и эффективность протезирования даже при небольшом межальвеолярном расстоянии.

# Отвертки



0417  
3 см

Отвертка 1,0 лабораторная длинная



0418  
2 см

Отвертка 1,0 клиническая длинная



0420  
3 см

Отвертка STR лабораторная длинная



0421  
2 см

Отвертка STR клиническая длинная



0419  
1 см

Отвертка 1,0 клиническая короткая



0422  
1 см

Отвертка STR клиническая короткая



0411  
3 см

Отвертка NBL лабораторная длинная



0413  
1 см

Отвертка NBL клиническая короткая



0472  
1,5 см

Отвертка NBL лабораторная средняя




0412  
2 см

Отвертка NBL клиническая длинная




0473  
1 см

Отвертка NBL лабораторная короткая




0405  
3 см

Отвертка 1,27 лабораторная длинная




0406  
2 см

Отвертка 1,27 клиническая длинная




0408  
3 см

Отвертка 1,2 лабораторная длинная




0409  
2 см

Отвертка 1,2 клиническая длинная




0407  
1 см

Отвертка 1,27 клиническая короткая




0470  
1 см

Отвертка 1,27 лабораторная короткая




0410  
1 см

Отвертка 1,2 клиническая короткая



0471  
1 см

Отвертка 1,2 лабораторная короткая



0474  
1,5 см

Отвертка 1,2 лабораторная средняя

Соответствие отверток системам имплантатов			
1,0	Совместимые с Ankylos		
STR	Совместимые с Straumann Bone Level	Совместимые с Straumann SynOcta	
1,2	Совместимые с Xive/Friadent		Совместимые с Biomet 3i
	Совместимые с Osstem		Совместимые с MegaGen AnyRidge
1,27	Совместимые с Astra Tech	Совместимые с Dentium	Совместимые с шестигранным соединением
NBL	Совместимые с Nobel Replace	Совместимые с Nobel Conical Connection	

**ВАЖНО! ПРИМЕНЯТЬ ОТВЕРТКУ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ИМПЛАНТАТОВ**



0425

Ключ динамометрический



0562

Отвертка универсальная для прямых мультиюнитов 1 см шестигранник 2.0



0552

Отвертка универсальная для прямых мультиюнитов 2 см шестигранник 2.0

# Техническая информация



**Рекомендуемое усилие на винт Н/см**

Совместимо с Nobel Replace

0119	35Н/см		NP
0120	35Н/см		RP; WP
0121	35Н/см		RP; WP
0122	35Н/см		NP
0123	35Н/см		RP; WP
0124	35Н/см		RP; WP
0929	15Н/см		RP
0562; 0552	35Н/см		NP; RP; WP

Совместимо с Dentium

0249	25Н/см		на все размеры
0516	25Н/см		на все размеры
0530	25Н/см		на все размеры
0930	25Н/см		на все размеры
0562; 0552	25Н/см		на все размеры
1269	25Н/см		на все размеры

Совместимо с NeoBiotech

0879	30Н/см		L8,8; M2
------	--------	--	----------

## Особые примечания:

- При окончательной фиксации протеза на имплантат диаметром 3,0; NP используйте только новый винт, который входит в комплект.
- Компания «Ультрастом» полностью уверена в качестве и надежности своей продукции. Мы даем гарантию 10 лет на все наши компоненты, если они используются в соответствии с их назначением и нашими инструкциями.

Совместимо с Nobel Conical Connection

0215	35Н/см		NP
0216	35Н/см		RP
0307	15Н/см		Ø3,0
0542	35Н/см		NP
0538	35Н/см		NP
0536	35Н/см		RP
0539	35Н/см		RP
0561	15Н/см		NP
0560	15Н/см		RP
0813	35Н/см		NP
0814	35Н/см		RP
0562; 0552	35Н/см		NP; RP
1259	15Н/см		NP
1262	15Н/см		RP

Совместимо с 3D-аналогом

1119	15Н/см		на все системы
------	--------	--	----------------

Совместимо с Xive/Friadent

0140	24Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Совместимо с Sweden & Martina

1171	20Н/см		L8,1; M 1,8
------	--------	--	-------------



**ВАЖНО!**  
**ОБЯЗАТЕЛЬНО**  
**ОТПРАВЛЯЙТЕ**  
**ВТОРОЙ ВИНТ ВРАЧУ**

**Условные обозначения:**

- усилие не больше 15Н/см
- \* прилагаются 2 винта к 3,0; NP

Совместимо с шестигранным соединением

0297	15Н/см		NP
0134	30Н/см		SP; WP
0522	30Н/см		SP; WP
0547	30Н/см		SP; WP
0504	30Н/см		SP; WP
0562; 0552	30Н/см		SP; WP
1274	30Н/см		SP; WP

Совместимо с Straumann Bone level

0256	35Н/см		NC; RC
0809/0810	35Н/см		NC; RC
0807/0808	35Н/см		NC; RC

Совместимо с Osstem

0431	20Н/см		мини
0532	20Н/см		мини
0533	20Н/см		мини
0931	20Н/см		мини
0562; 0552	30Н/см		мини
0432	30Н/см		стандарт
0529	30Н/см		стандарт
0534	30Н/см		стандарт
0942	30Н/см		стандарт
0562; 0552	30Н/см		стандарт

Совместимо с Straumann SynOcta

0254	30Н/см		NN
0255	35Н/см		RN; WN
0440	35Н/см		RN; WN
0880	35Н/см		RN; WN

Совместимо с MegaGen AnyRidge

1193	30Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Совместимо с Astra Tech

0257	15Н/см		Ø3,0
0138	20Н/см		Ø3,5; 4,0
0524	20Н/см		Ø3,5; 4,0
0545	20Н/см		Ø3,5; 4,0
0562; 0552	20Н/см		Ø3,5; 4,0
0139	25Н/см		Ø4,5; 5,0
0525	25Н/см		Ø4,5; 5,0
0544	25Н/см		Ø4,5; 5,0
0811	20Н/см		Ø3,5; 4,0
0812	25Н/см		Ø4,5; 5,0
0562; 0552	25Н/см		Ø4,5; 5,0
1283	20Н/см		Ø3,5; 4,0
1286	25Н/см		Ø4,5; 5,0

Совместимо с Biomet 3i

0137	20Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Для комплектующих к мультиюнитам

0374	15Н/см		на все размеры
0085	15Н/см		на все размеры
0505	15Н/см		на все размеры
0806	15Н/см		на все размеры
0626	20Н/см		на все размеры
0665	15Н/см		на все размеры

Совместимо с Ankylos

0248	20Н/см		на все размеры
------	--------	--	----------------

Совместимо с Mis C1

0297	15Н/см		NP
0462	30Н/см		SP; WP
1087	30Н/см		SP; WP
1089	30Н/см		SP; WP

## СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Являясь профессиональными ортопедами-стоматологами и зубными техниками с многолетним опытом работы, мы добиваемся совершенства во всем. Однако долгое время мы не могли найти надежного поставщика абатментов и титановых оснований, качество которых отвечало бы самым высоким требованиям наших специалистов и клиентов.

Отсутствие ответственных производителей и доскональное знание потребностей рынка натолкнуло нас на мысль о создании собственного производства, где контроль за качеством выпускаемой продукции находился бы только в наших руках. Наш многолетний опыт, а также наличие собственных современных зуботехнических лабораторий стали фундаментом нового производства. Сегодня мы можем полностью контролировать процесс создания, тестирования и промышленного производства.

## ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Поддержание высочайшего уровня качества нашей продукции — это первоочередная задача команды «Ультрастом». На производстве внедрена электронная система контроля качества. К работе над образцами привлечены высококвалифицированные инженеры и технологи международного класса, которыми контролируется каждый этап производства и тестирования продукции. Новый продукт поступает в продажу

только после того, как мы убедимся в идеальном состоянии каждой его детали.

Производство оснащено швейцарскими станками. На аналогичном оборудовании производят швейцарские часы премиум класса, качество которых не вызывает сомнения.

Гарантия на всю продукцию «УЛЬТРАСТОМ» составляет 10 лет.

## ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

Наши абатменты производятся в Санкт-Петербурге с использованием того же программного обеспечения и сырья, которые применяют уже известные европейские и американские производители.


Для вашего удобства вся продукция, представленная в каталоге, всегда в наличии и готова к отгрузке.

## ВОЗМОЖНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Движение — это жизнь, и мы не стоим на месте. «УЛЬТРАСТОМ» всегда развивается вместе с вами, постоянно расширяя свой ассортимент и предлагая новые продукты и возможности.

Мы открыты для любых предложений массового производства интересующей вас детали, а наши специалисты готовы в случае необходимости осуществить техническую поддержку.

**Ультрастом**  
SINCE 2005



НА РЫНКЕ С 2005 ГОДА. 10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ


ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН [WWW.ULTRASTOM.SHOP](http://WWW.ULTRASTOM.SHOP)

## Наши дилеры:



### Москва

ООО "Дентсервис-М"  
ул. Большая Семеновская, 40  
8 800 7007709  
ds-moscow@mail.ru  
[www.ds-lab.ru](http://www.ds-lab.ru)



### Москва

Компания «Дентория»  
ул. Профсоюзная, 93А, оф. 62  
+7 495 926 9289  
info@dentoria.ru  
[www.dentoria.ru](http://www.dentoria.ru)



### Москва

«Алвамаркет»  
ул. Амундсена, 3, к. 1  
+7 926 977 00 18  
+7 916 391 96 32  
916dent@mail.ru  
[www.дент24.рф](http://www.дент24.рф)



### Иркутск

ООО «Мелиор»  
ул. Култукская 1, офис 1/2  
Тел: + 7 924 70 333 70  
+7 (3952) 41 53 70  
mazurovfv@gmail.com



### Доставка

в любую точку мира

ООО «ДЦиркония»  
г. Санкт-Петербург  
+7 960 255 2711  
+7 921 366 1773  
DZirconia@yandex.ru  
[www.dzirconia.com](http://www.dzirconia.com)



### Красноярск и Красноярский край

«Ультрастом Красноярск»  
ул. Молокова, 68  
+7 391 231 1915  
ultrastom\_krsk@mail.ru  
[www.ultrastom-krsk.ru](http://www.ultrastom-krsk.ru)



### Ярославль

ООО «МедикалДентал»  
ул. Некрасова, д. 41  
+7 903 690 4642  
mail@yardent.ru



### Красноярск

«Эстетика Дент»  
ул. Дубровинского,  
д. 112, оф. 314  
+7 391 228 7238  
+7 800 333 6641  
mhazikov@esteticadent.com  
info@esteticadent.com  
[www.esteticadent.com](http://www.esteticadent.com)



### Тверь

«Фемили»  
ул. Соминка, 65  
+7 4822 50 1211  
+7 903 694 2835  
femili.lab@mail.ru  
[www.femililab.ru](http://www.femililab.ru)



### Калининград

Baltic Dental  
ИП Алексеенко М.М.  
ул. Сергеева, 49, офис 1  
+7 962 262 05 62  
info@balticdental.ru  
[www.balticdental.ru](http://www.balticdental.ru)



### Казань

ООО «ФАМИЛИА»  
ул. Восстания, 100, корп. 177  
+7 843 265 4946,  
212 5612, 212 5525  
ooofamilia@mail.ru  
[www.familiadoc.ru](http://www.familiadoc.ru)



### Самара

«Вавидент»  
ул. Революционная, 70,  
лит. 3, оф. 215  
+7 846 205 65 40  
vavident@mail.ru  
[www.vavident.ru](http://www.vavident.ru)



### Владивосток

Компания ID Shop  
ул. Партизанский проспект,  
58, офис 3  
+7 908 982 88 82  
info@idshop.su  
[www.idshop.su](http://www.idshop.su)

## Наши партнеры:



[www.ds-lab.ru](http://www.ds-lab.ru)



[www.maximed.ru](http://www.maximed.ru)



[www.zublab1.ru](http://www.zublab1.ru)



[www.digitaldent.ru](http://www.digitaldent.ru)



ШКОЛА  
ЗУБНЫХ  
ТЕХНИКОВ

[www.школазубныхтехников.рф](http://www.школазубныхтехников.рф)



[www.dentklab.ru](http://www.dentklab.ru)

**Ультрастом**  
SINCE 2005

Интернет-магазин открыт 24/7

[www.ultrastom.shop](http://www.ultrastom.shop)

8 800 333 53 09

8 921 950 02 69

192148, Россия,  
г. Санкт-Петербург,  
пр. Елизарова, 34, литер А

[vk.com/ultrastommag](https://vk.com/ultrastommag)

[ultra\\_stom](https://www.instagram.com/ultra_stom)

[t.me/Ultrastom](https://t.me/Ultrastom)



**Ультрастом**  
*J*